

JOYSOFT FRAGOLA

GELATO JOYSOFT

Preparato in polvere per la produzione di gelato soft alla fragola.



MODALITÀ D'USO

For detailed product information (e.g. dietary suitability and certifications), please consult the technical data sheets or [contact our team](#).

Nessuna applicazione indicata per questo prodotto.

DETTAGLI PRODOTTO

Codice prodotto 01070643

ALLERGENI/CROSS CONTAMINAZIONI

Cross contaminazioni



Soia



Latte

INFO

Descrizione

preparato in polvere per la realizzazione di gelato soft alla fragola.

Denominazione

prodotto semilavorato per gelato soft.

Modalità d'uso

irca
GROUP

Extraordinary
made simple.

JOYSOFT FRAGOLA kg 1

acqua l 2

Versare JOYSOFT FRAGOLA nell'acqua, agitare vigorosamente con frusta. Lasciare riposare la miscela per 15/20 minuti e dopo un'altra breve agitazione con la frusta versare la miscela nell'apposita macchina per gelato soft. Richiudere accuratamente il sacchetto dopo ogni prelievo.



Extraordinary
made simple.